

O modelo TZJ-0502 permite:

- Realizar técnicas como:
- Banho no leito;
- Higiene oral;
- Higiene auricular;
- Retirar prótese ocular para higiene;
- Remoção e movimentação do paciente;
- Posições para exame e tratamento;
- Administração de oxigênio;
- Intubação orotraqueal;
- Passagem de sonda nasogástrica;
- Cuidados com traqueostomia / curativos e aspiração;
- Bandagem e curativos;
- Injeção intramuscular;
- Injeção endovenosa;
- Punção lombar e pleural;
- Cuidados com ostomia;
- Passagem de sonda vesical (alívio e demora).

Acompanha:

- Manequim completo (1);
- Substituição das pastilhas de injeção deltoide (2);
- Substituição das pastilhas de injeção antebraço (2);
- Substituição das pastilhas de injeção do dorso da mão (2);
- Substituição das pastilhas de injeção músculo glúteo máximo (2);
- Substituição músculos vasto lateral almofada de injeção (2);
- Órgãos genitais intercambiáveis;
- Seringa (2);
- Bolsa de infusão (1);
- Pé simulador de sangue (1);
- Sonda de aspiração (1);
- Cânula orotraqueal (1);
- Sonda para enema (1);
- Sonda vesical de 3 vias (1);
- Sonda para alimentação via nasal (1);
- Sonda para lavagem estomacal (1);
- Sistema de veias (1);
- Vestimenta de hospital.