

Tabela Comparativa - Especificações Técnicas

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200-E	RC 200-O	RC 201	RC 201-E	RC 201-O	RC 202	RC 202-E	RC 202-O	RC 203	RC 203-E	RC 203-O	RC 204	RC 204-E	RC 204-O	RC 205	RC 205-E	RC 205-O	RC 206	RC 206-E	RC 206-O	RC 207	RC 207-E	RC 207-O	RC 208	RC 208-E	RC 208-O	RC 209	RC 209-E	RC 209-O
---------------------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------

Dimensão - Padrão

Altura Máxima - mm	650	650	650	650	650	650	735	735	735	735	735	735	650	650	650	650	650	650	650	650	650	710	710	710	710	710	710	710	710
Altura Mínima - mm	650	650	650	650	650	650	538	538	538	538	538	538	650	650	650	650	650	650	650	650	650	420	420	420	420	420	420	420	420
Comprimento do leito interno - mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1510	1510	1510	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Comprimento externo - mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1660	1660	1660	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Largura do leito interno - mm	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	700	700	700	880	880	880	880	880	880	880	880
Largura externa - mm	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	860	860	860	980	980	980	980	980	980	980	980

Dimensão - Opcional

[illegible]

Motores Blindados - Padrão

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200-E	RC 200-O	RC 201	RC 201-E	RC 201-O	RC 202	RC 202-E	RC 202-O	RC 203	RC 203-E	RC 203-O	RC 204	RC 204-E	RC 204-O	RC 205	RC 205-E	RC 205-O	RC 206	RC 206-E	RC 206-O	RC 207	RC 207-E	RC 207-O	RC 208	RC 208-E	RC 208-O	RC 209	RC 209-E	RC 209-O
Sistema de Comando Iconográfico dos Motores - Opcional (continuação)																														
Supervisor de comando na estrutura do leito.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Controle para enfermagem com comando de todos os movimentos e funções elétricas da cama, podendo bloquear os controles do paciente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema de Bloqueio das funções das teclas de comando	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema de desligamento automático dos comandos após algum tempo de inatividade - com botão de reativação; inclusive com bloqueio das teclas disponíveis no controle das grades.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dotada de Comando Elétrico Geral permitindo o desligamento TOTAL do equipamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Movimentos - Padrão																														
Fawler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Semi - Fawler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cabeceira																														
Dorso - Mínimo de 0° a 70°	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pernas																														
Sentado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cardíaco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vascular	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Joelhos/Flexão - Mínimo de 0º a 20°	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poltrona																														
Elevação de altura							x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trendelemburg de 0° a +12°				x	x	x				x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reverso Trendelemburg/Proclive de 0° a -12°				x	x	x				x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x	x
Simultâneo Dorso e Pernas																														
Dobrável																						x	x	x						

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200-E	RC 200-O	RC 201	RC 201-E	RC 201-O	RC 202	RC 202-E	RC 202-O	RC 203	RC 203-E	RC 203-O	RC 204	RC 204-E	RC 204-O	RC 205	RC 205-E	RC 205-O	RC 206	RC 206-E	RC 206-O	RC 207	RC 207-E	RC 207-O	RC 208	RC 208-E	RC 208-O	RC 209	RC 209-E	RC 209-O
Movimentos - Opcional (continuação)																														
Trendelemburg/Reverso acionados por pistão hidráulico/pneumático/gás; mola a gás; cremalheira; manivela.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lateralidade direito e esquerdo (+ /- 30°)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vascular por Cremalheira tipo Rastomava em várias posições (conforme solicitação do cliente)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Capacidade de Carga - Padrão																													
180 kg	x			x			x			x			x			x			x			x			x			x	
250kg		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
400kg			x			x			x			x			x			x			x			x			x		x

Capacidade de Carga - Opcional																													
Até 400kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CAMA PPP																													
Cama PPP (partes/acessórios) - fixo/ removível / ajustável / regulável / retrátil: Arco de Sustentação/Esforço, Apoio para os Pés, Braços Laterais; Cavalinho de Perna Bipartido, Bacia(Cuba), Barra de Apoio, Calcanheira/Peseira Bipartida, Porta coxas (com/sem estofamento)																									x	x	x		
Cama PPP (partes/acessórios) em: aço carbono / aço inox / cobre antimicrobiano / liga de magnésio / material termoplástico de alta resistência / Alumínio / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isoftalico / Tecnil / Teflon / cromado / acrílico / aço laminado / aço escovado.																									x	x	x		
Cama PPP: Colchão repartido adaptável para Cama PPP / Leito com abertura semi-circular no centro / Suporte lombar acolchoado																									x	x	x		

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200-E	RC 200-O	RC 201	RC 201-E	RC 201-O	RC 202	RC 202-E	RC 202-O	RC 203	RC 203-E	RC 203-O	RC 204	RC 204-E	RC 204-O	RC 205	RC 205-E	RC 205-O	RC 206	RC 206-E	RC 206-O	RC 207	RC 207-E	RC 207-O	RC 208	RC 208-E	RC 208-O	RC 209	RC 209-E	RC 209-O
Opcionais (continuação)																														
Suporte de Soro telescópico, embutido embaixo do leito, dotado de ganchos laterais, confeccionado em inox	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Ventilador de transporte/emergência	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Ventilador Pulmonar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte Telescópico para Soro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suportes de Contenção	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suportes diversos para auxílio nos procedimentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tampo de vão lateral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trava de Segurança: cabeceira e peseira / grades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trapézio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Transmissão de Dados da Cama para a Central de Monitoração via RF/WI-FI ou Cabo de Dados (temperatura, parâmetros do paciente, batimentos cardíacos, outros)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tablet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Travesseiro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Versão Psiquiátrica: cabo de alimentação dentro de caixa trancável	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema de Proteção contra fechamento completo e amortecimento no final do curso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Assento para parturiente em plástico de alta resistência, que otimiza a assepsia e desinfecção.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Peseiras ergonômicas de ajuste rápido, em aço reforção, para apoio dos pés ajustáveis em até 08 posições, de forma prática e segura com movimento giratório de 30º, de fácil manipulação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

